





Cadira Essen  
UM379S



Banc fabricat en acer galvanitzat amb tractament Ferrus, un procés protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió.



Ref.	A	B	H	H1
UM379M	1660	620	805	445
UM379S	550	620	805	445



[Manual de manteniment](#) | [Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Catàleg](#) | [3D](#) | [Instruccions muntatge](#) | [Imatge HD](#)

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color negre forja.

Ancoratge recomanat: Mitjançant perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.

#### Marcatge personalitzable



Plaqueta alumini 74 x 35 mm.

#### Disponible amb:

Recolzabraços.



La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.